

M&I Globaltech

www.miglobaltech.com

Ecografo Digital Portátil



CE 0434



Características Generales

Peso Neto: 700 g

5.0 inch TFT LCD

Menu de facil uso

Bajo consumo de poder


USB 2.0 Conexión para bajar en tiempo real.

Software que provee manejo de imagenes en el computador, procesamiento de imagenes, anotaciones y manejo de casos.






Tecnología Digital Completa

La Tecnología dinámica asegura una imagen clara desde cerca a lejos



Excelente Calidad de Imágenes

Procede de una tecnología completa
Procesamiento avanzado de imágenes



Ecografo Digital Portátil

Especificaciones Técnicas

- Modo de scaneo : Convex/Linear
Modo visualizacion : B,B+B,B+M,M,4B
Escaneo de profundidad : 80-220 mm (Rectal probe)
Escala de grises : 256
Cine-loop : 400 imágenes
Almacen de imágenes : 128 imágenes
Conversion de imagen : arriba/abajo, izquierda/derecha
Captura imágenes : acercamiento y congelamiento
Medidas : distancia, circunferencia, area, volumen, EF frecuencia, frecuencia cardiaca, tiempo
OB medición : BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, EDD, GA, FW
Conexión : Video (PALD, NTSC), USB 2.0, Mouse
Monitor : 5 inch TFT color LCD
Body Marks : 40
Comentario : dia&hora, nombre, sexo, edad, hospital, anoptaciones
Aplicaciones : Equino, bovino, ovino, porcino, perro, gato, otros
Peso : 700 g (one probe included)
Dimensión : 230mmx120mmx38mm
Duracion bateria : 3 horas
Configuracion : 6.5Mhz Rectal Linear (6.5MHz, 7.5MHz, 8.5MHz)
Opcionales : 60R/3.5Mhz Convex (2.5MHz, 3.5MHz, 5.0MHz)
7.5Mhz Linear (6.5MHz, 7.5MHz, 8.5MHz)
20R/5.0Mhz Micro-Convex (4.5MHz, 5.0MHz, 5.5MHz)
Impresora
Bateria adicional
Cargador para carro

Uso Veterinario



60R/3.5Mhz Convex



7.5Mhz Linear



20R/5.0Mhz Micro-Convex



6.5Mhz Rectal Linear
Waterproof

www.miglobaltech.com
Email: sales@miglobaltech.com
Phone: 786-597-1317