

# M&I Globaltech

[www.miglobaltech.com](http://www.miglobaltech.com)

## Ecografo Digital Notebook




CE 0434




Tecnología completa de procesamiento  
 Sonda de identificación automática  
 Corrección de Gama, histograma  
 Generación automática de informes (Normal / OB)  
 Ajuste del ángulo de exploración  
 USB 2.0 para cargar imágenes en tiempo real al PC

## Tecnología Digital Completa

Tecnología digital que asegura alta definición de imágenes



La Tecnología dinámica asegura una imagen clara desde cerca a lejos



## Excelente Calidad de Imágenes

Procede de una tecnología completa  
 Procesamiento avanzado de imágenes



# Ecografo Digital Notebook

## Especificaciones Técnicas

- Modo de scaneo : Convex/Linear  
Modo visualizacion : B,B+B,B+M,M,4B  
Escaneo de profundidad : 60-130 mm (Rectal probe)  
Escala de grises : 256  
Cine-loop : 508 imágenes  
Almacen de imágenes : 32 imágenes  
Conversion de imagen : arriba/abajo, izquierda/derecha  
Captura imágenes : acercamiento en tiempo real y congelamiento  
Medidas : distancia, circunferencia, area, volumen, EF frecuencia, frecuencia cardiaca, tiempo  
OB medición : Equine--GA (GSD)      Bovine--GA (BL,SL,HL)  
Swine---GA (HL)      Sheep--GA (USD)  
Cat--GA,EDD(HD,BD)      Dog--GA,EDD(GSD,CRL,HD,BD)  
Monitor : 10.4 inch TFT color LCD  
Comentario : dia&hora, nombre, sexo, edad, hospital, anoptaciones  
Aplicaciones : Equino, bovino, ovino, porcino, perro, gato,otros  
Peso : 2.4 Kg (one probe included)  
Dimensión : 292mmx230mmx41mm  
Duracion bateria : 3 horas  
Configuracion : 6.5Mhz Rectal Linear (6.5MHz, 7.5MHz, 8.5MHz)  
Opcionales : 60R/3.5Mhz Convex (2.5MHz, 3.5MHz, 5.0MHz)  
7.5Mhz Linear (6.5MHz, 7.5MHz, 8.5MHz)  
20R/5.0Mhz Micro-Convex (4.5MHz, 5.0MHz, 5.5MHz)  
Impresora  
Bateria adicional  
Cargador para carro

## Uso Veterinario



60R/3.5Mhz Convex



7.5Mhz Linear



20R/5.0Mhz Micro-Convex



6.5Mhz Rectal Linear  
Waterproof

[www.miglobaltech.com](http://www.miglobaltech.com)  
Email: [sales@miglobaltech.com](mailto:sales@miglobaltech.com)  
Phone: 786-597-1317