

M&I Globaltech

www.miglobaltech.com


Ecografo Digital Portatil




Con la mas avanzada Tecnologia el Ecografo Digital Portatil ofrece una excelente calidad de imagen de alta resolucion y definicion. Con una amplia seleccion de transductores multifrecuencia y potente paquete de software de medicion y analisis provee amplia gama de aplicaciones.

Tecnología Digital Completa

Tecnologia digital que asegura alta definicion de imágenes




La Tecnologia dinamica asegura una imagen clara desde cerca a lejos



Excelente Calidad de Imágenes

Procede de una tecnologia completa
Procesamiento avanzado de imágenes



Ecografo Digital Portatil


Especificaciones Técnicas

- Modo de scaneo : Convex/Linear
Modo visualización : B,B+B,B+M,M,4B
Escaneo de profundidad : 60-130 mm (Rectal probe)
Escala de grises : 256
Cine-loop : 511 imágenes
Almacen de imágenes : 32 imágenes
Conversion de imagen : arriba/abajo, izquierda/derecha
Captura imágenes : acercamiento en tiempo real y congelamiento
Medidas : distancia, circunferencia, area, volumen, EF frecuencia, frecuencia cardiaca, tiempo
OB medición : Equine--GA (GSD) Bovine--GA (BL,SL,HL)
Swine---GA (HL) Sheep--GA (USD)
Cat--GA,EDD(HD,BD) Dog--GA,EDD(GSD,CRL,HD,BD)
Conexión Transductores : 2
Conexión : PAL-D Video out, USB 2.0
Monitor : 10 inch SVGA
Comentario : dia&hora, nombre, sexo, edad, hospital, anoptaciones
Aplicaciones : Equino, bovino, ovino, porcino, perro, gato,otros
Peso : 2.4 Kg (one probe included)
Dimensión : 292mmx230mmx41mm
Duracion bateria : 3 horas
Configuracion : 6.5Mhz Rectal Linear (6.5MHz, 7.5MHz, 8.5MHz)
Opcionales : 60R/3.5Mhz Convex (2.5MHz, 3.5MHz, 5.0MHz)
7.5Mhz Linear (6.5MHz, 7.5MHz, 8.5MHz)
20R/5.0Mhz Micro-Convex (4.5MHz, 5.0MHz, 5.5MHz)
Impresora
Bateria adicional
Cargador para carro

Uso Veterinario



Equine




Bovine



Swine



Sheep



Dog



Cat



60R/3.5Mhz Convex



7.5Mhz Linear



20R/5.0Mhz Micro-Convex



6.5Mhz Rectal Linear
Waterproof

www.miglobaltech.com

Email: sales@miglobaltech.com

Phone: 786-597-1317